



\*AR: Assunzione di Referimento

Bisglicinato ferroso	175 mg	100%
Ferro bivalente	28 mg	200%
Vitamina B6 (piridossil-5-fosfato)	1,4 mg	100%

#### Informazioni nutritive per capsula

Bisglicinato ferroso, capsula: idrossipropilmecellulosa, agente di tenuta: acetato di magnesio, supporto: cellulosa microcristallina, agenti antieffimeranti: biossido di silicio e sali di magnesio degli acidi grassi, vitamina B6 (piridossil-5-fosfato), folato (L-metillfolato di calcio).

#### Ingredienti:

Il L-metillolato di calcio è la forma naturale più attiva ed efficace di folato: è immediatamente disponibile e attiva nell'organismo.

La formulazione di ferro è ben assorbita dall'organismo e presenta una buona tollerabilità gastrintestinale. La ricca scintillante ha dimostrato che questa formulazione di ferro li bisogna dare al momento della diaffettazione. La forma di ferro utilizzata è bivalente, chiamata con due amminiacidi a formare il bisglicinato ferroso. La ricca scintillante ha dimostrato che questa formulazione di energia aiuta in caso di affaticamento. La sostiene la formulazione dei globuli rossi, la produzione di eritrociti a base di ferro e vitamine del gruppo B - 25 g.



**FerroDyn®**

### **FerroDyn® Integratore alimentare a base di ferro e vitamine del gruppo B - 25 g**

Modo d'uso: 1 capsula al giorno. La capsula può essere assunta a stomaco vuoto.

Gli integratori alimentari non sono intesi come sostituti di una dieta varia ed equilibrata né di uno stile di vita sano che sono comunque importanti. Non superare la dose giornaliera raccomandata. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni.

33537-V11

90

**FerroDyn®**

Favorisce la produzione di energia,<sub>1</sub>  
e aiuta in caso di stanchezza.<sub>2</sub>

Bisglicinato ferroso 175 mg di cui ferro<sub>1,2</sub> 28 mg -  
Vitamina B6<sub>1,2</sub> 1,4 mg - folato<sub>2</sub> 200 µg

90 capsule

**Metagenics®**

N° del prodotto: 22775

#### Disponibile in farmacia

Distr. da: Metagenics Italia S.r.l.  
Via Melchiorre Gioia 8 - 20124 Milano - Italia

[www.metagenics.it](http://www.metagenics.it) - [ordine@metagenics.eu](mailto:ordine@metagenics.eu)

L:  
Da consumarsi preferibilmente entro fine:  
vedi lato

Raccolta differenziata	
C/PVC90	PAP22
Blister	Scatola



R3644  
80x47x125mm  
Druklaag: Côté lisible  
GEBAARD OP R2128  
MEI KORTER STOFKLEPPEN